

# FICHA TÉCNICA



## SUTURAS QUIRÚRGICAS POLIGLACTIN

### SUTURAS ABSORBIBLES

#### DESCRIPCIÓN

Sutura quirúrgica absorbible multifilamento compuesta de Poli ( glicolido- Co-L- Lactido) ( 90:10) recubierto con poli ( glicólido – Co- L -Láctico) 30:70 y estearato de calcio. Se degrada por hidrólisis química, siendo absorbido y metabolizado por el cuerpo humano en su totalidad en 90 días, se presenta en color violeta e incoloro.

#### MARCA

Suturex

#### PAÍS DE ORIGEN

Perú

#### TIPO DE ABSORCIÓN

No Absorbible

#### INDICACIONES DE USO DE USO

Indicada para la aproximación general de tejidos blandos, en cirugía general, cirugía plástica, oftálmica, cirugía gineco-obstetricia, entre otras. Puede utilizarse como ligadura en traumatología y otras consideraciones del cirujano, no indicadas en procedimientos cardiovasculares o neurológicos.

#### PRESENTACIÓN

- Combinación de hilo con o sin aguja de acero quirúrgico.
- Disponibles en cajas de 12 unidades.

#### ESTRUCTURAS

Multifilamento

#### ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno

#### COLOR

Violeta, incoloro

#### CALIBRE

11-0 a 0 USP

#### REFERENCIA

##### REDONDA / AHUSADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
4 mm	Violeta	15 cm	
A	Incoloro	A	11-0 / 6-0
60 mm		30 cm	

##### REVERSO CORTANTE

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
10 mm	Violeta	45 cm	
A	Incoloro	A	6-0 / 2-0
30 mm		75 cm	

##### REVERSO CORTANTE RECTA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
	Violeta	75 cm	
60 mm	Incoloro	A	4-0 / 2-0
		90 cm	

##### ESPATULADA

AGUJA	COLOR	LONGITUD	CALIBRE
6,2 mm	Violeta	30 cm	
A	Incoloro	A	11-0 / 5-0
8 mm		45 cm	

\*Medidas varían por modelo de aguja.